

Uputstvo za upotrebu

MEDISANA HP605 električni jastuk

1 Led sijalica

2 Upravljač- Kontroler sa kliznim prekidačem

Pročitajte pažljivo uputstvo za upotrebu pre korišćenja ovog aparata, naročito bezbednosne instrukcije, i sačuvajte ga za buduću upotrebu. Ukoliko nekom poklonite ovaj aparat, obavezno mu dajte i ovo uputstvo.

Objašnjenje simbola

 Ovo korisničko uputstvo pripada ovom uputstvu. Ono sadrži važne informacije o uključivanju i upotrebni aparata. Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu. Ukoliko ne pročitate ovo uputstvo možete se povrediti ili oštetiti aparat.

Upozorenje

 Obratite pažnju na upozorenja kako bi izbegli moguće povrede.

Oprez

 Obratite pažnju na upozorenja kako bi izbegli oštećenje aparata.

Obaveštenje

 Ova obaveštenja daju vam korisne dodatne informacije o instalaciji i upotrebi aparata.

 Zaštitna kategorija II **LOT** Broj lota  Proizvođač

 **Nemojte ga koristiti kada je presavijen ili naboran**  **Nemojte bušiti iglama**

 **Nije pogodno za decu mlađu od 3 godine**  **Koristiti samo u zatvorenom prostoru**

 **Možete prati navlaku na normalnom pranju do 30°C. Pratite uputstvo na nalepnici**

 **Električni jastuk se može prati ručno**  **Nemojte koristiti izbeljivač**

 **Ne sušiti u mašini za sušenje veša**  **Nemojte peglati električno jastuče**  **Ne nosite na hemijsko čišćenje**

Uputstva vezana za uključivanje u struju

- Pre nego što uključite električni jastuk u struju proverite da li su voltaža mreže i voltaža označena na uređaju iste.
- Upravljač nemojte prekrivati ili ga stavljati na ili ispod električnog jastuka za vreme korišćenja.
- Čuvajte kabl dalje od vrućih površina.
- Nemojte nositi, vući ili okretati električni jastuk koristeći kabl za to, vodite računa da se kabl ne zamrsi.
- Ne dodirujte električni jastuk ako je upao u vodu, već ga odmah isključite iz struje.
- Upravljač i kabl ne treba izlagati bilo kakvoj vrsti vlage.
- Aparatom upravljajte samo pomoću odgovarajućeg upravljača (MAG 01HP) koje je u pakovanju.

Uputstva vezana za specifične grupe ljudi

- Ne koristite električni jastuk kod male dece, nemoćnih osoba, osoba koje spavaju ili osoba neosetljivih na toplotu (osoba koje ne mogu da reaguju na pregrevanje električnog jastuka).
- Ovaj aparat smeju da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim i mentalnim sposobnostima i osobe kojima nedostaje znanja i iskustva u korišćenju ovog aparata ukoliko su pod nadzorom ili su im date instrukcije kako da bezbedno koriste aparat i razumeju rizike koji se mogu javiti.
- Deca ne smeju da koristite aparat za igru.
- Električni jastuk ne smeju koristiti deca mlađa od 3 godine zato što ne mogu da reaguju na pregrevanje električnog jastuka.
- Električni jastuk ne smeju koristiti mala deca starija od 3 godine, osim ako je upravljač podesio roditelj ili zakonski staratelj ili ako je dete razumelo kako da koristi upravljač.
- Ako imate bilo kakvih medicinskih problema, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe električnog jastuka.
- Ne koristite električni jastuk na delovima tela koji su otečeni, upaljeni ili povređeni.
- Konsultujte se sa Vašim lekarom ako duži vremenski period imate bolove u nogama i zglobovima. Uporni bolovi mogu biti uzrok neke bolesti.
- Ukoliko nosite pejsmejker, treba da znate da elektromagnetno polje koje se emituje od električnih uređaja može pod određenim okolnostima uticati na rad pejsmejkera. Pre upotrebe aparata konsultujte se sa Vašim lekarom i proizvođačem pejsmejkera.
- Ukoliko osetite bilo kakve bolove ili neprijatnost, prestanite da koristite aparat.

Uputstva vezana za korišćenje

- Električni jastuk koristite samo na način opisan u uputstvu.
- Ukoliko se električni jastuk ne koristi na odgovarajući način garancija se poništava.
- Pre svake upotrebe proveravajte električni jastuk da nije oštećen ili pohaban.
- Ukoliko uočite oštećenja, ukoliko uređaj nije korišćen na odgovarajući način ili ne radi, obratite se serviseru i nemojte ga koristiti.
- Nemojte presavijati ili gužvati električni jastuk tokom upotrebe.
- Ne bodite igle u električni jastuk, ne stavljate zihernadle i vodite računa da ne dođe u dodir sa oštrim i šiljatim predmetima.
- Ne koristite električni jastuk bez nadzora.
- Električni jastuk je namenjena za ličnu upotrebu i nije za upotrebu u bolnicama.
- Pazite da ne zaspite dok je električni jastuk uključen. Produžena upotreba električnog jastuka na najvišoj temperaturi može dovesti do opekotina.
- Nemojte pokrивati električni jastuk drugim jastucima.
- Nemojte sedeti na električnom jastuku. Umesto toga postavite ga na deo tela koji tretirate.
- Ne koristite električni jastuk ako je mokar i koristite ga samo u suvom okruženju (ne u kupatilu i sličnom okruženju).



Održavanje i čišćenje

- Sami možete samo čistiti električni jastuk. Ne pokušavajte sami da ga popravljate, da biste izbegli potencijalane rizike. Kontaktirajte servis.
- Deca ne smeju bez nadzora čistiti i održavati električni jastuk.
- Oštećeni strujni kabl može zameniti samo ovlašćeni servis kako bi se izbegli potencijalni rizici.
- Oštećeni strujni kabl se može zameniti sa strujnim kablom istog tipa.
- Ukoliko dođe do kvara, ne pokušavajte sami da popravite aparat. Popravku treba da izvrši ovlašćeni serviser.
- Sačekajte da se električni jastuk potpuno ohladi pre nego što ga odložite na čisto i suvo mesto.
- Kada odlažete električni jastuk nemojte stavljati druge predmete preko njega kako biste izbegli da se izgužva.

Pakovanje

Prvo proveriti da li je aparat kompletan i neoštećen na bilo koji način. Ukoliko sumnjate u ispravnost aparata, nemojte ga koristiti i kontaktirajte ovlašćenog distributera ili servisni centar.

U pakovanju se nalaze: 1 električni jastuk **HP605** sa upravljačem i 1 uputstvo za upotrebu.

Ukoliko primetite oštećenja nastala usled transporta odmah kontaktirajte prodavca.

! Važno: Ne dozvolite deci da se igraju sa zaštitnom folijom jer može doći do gušenja!

Način korišćenja

Vodite računa da su prekidač i kabl dobro povezani sa električnim jastukom. Postavite utikač u utičnicu i pomerite klizni prekidač **2** sa položaja **0** na položaj **1**. LED svetlo **1** će svetleti zeleno. Nakon nekog vremena primetićete da je električno jastuče osetno toplo. Ako želite da povećate temperaturu pomerite klizni prekidač na poziciju **2**, **3** ili za maksimalnu temperaturu na poziciju **4**. Ukoliko električno jastuče postane pretoplo za Vas pomerite klizni prekidač nazad na poziciju **3**, **2** ili **1**. Nakon nekog vremena primetićete da je električno jastuče osetno hladnije. Električni jastuk se može ohladiti nakon nekog vremena. To je normalno. Odmah nakon toga će uslediti brzo ponovno zagrevanje.

Kako biste isključili aparat vratite prekidač u položaj **0**. Zeleno LED svetlo **1** će se isključiti, ukazujući na to da je električni jastuk isključen. Izvucite utikač iz utikačnice.

Pomerite prekidač na položaj **1** za kontinuiranu upotrebu. Električno jastuče će se automatski isključiti nakon približno 90 minuta neprekidne upotrebe. Da biste ga ponovo uključili vratite prekidač na položaj **0**, a zatim ga postavite na položaj željene temperature. Izvucite utikač iz utikačnice kad završite sa upotrebom aparata.

Problemi i rešenja

Ukoliko se nakon što uključite električni jastuk ništa ne uključuje (LED svetlo **1** se ne uključuje) proverite da li je strujni kabl ispravno uključen u struju. Ukoliko je sve dobro uključeno a jastuk ne radi znači da je jastuk neispravan i obratite se ovlašćenom servisu.

Čišćenje i održavanje

Navlaka

- Izvadite električno jastuče iz navlake.
- Hemijski očistite navlaku ili je operiti prema instrukcijama na etiketi.

Električni jastuk

- Pre čišćenja električni jastuk isključite iz struje i ostavite ga da se hлади barem 10 minuta.
- Električni jastuk poseduje kabl koji se može odvojiti (MAG 01HP).
- Izvucite utikač i odvojte kabl od električnog jastuka.
- Električni jastuk se može pažljivo ručno na suvo očistiti (mekonom četkom) ili kao što je opisano na etiketi.
- Nikada ne koristite jake deterdžente i oštре četke
- Da biste ga osušili postavite ga ravno na peškir ili neku drugu tkaninu koja upija.
- Koristite električni jastuk samo ukoliko je potpuno suv.
- Ponovo ispravno priključite prekidač
- Povremeno odmrsite kabl ako se zaplete
- Aparat čuvajte na čistom i suvom mestu, na ravnoj površini, tako da ga ništa ne prekriva i ne stoji na njemu.

Deponovanje

 Ne odlažite ovaj proizvod kao nesortirani otpad. Odvojte otpad ovog tipa zbog potrebe za specijalnim tretmanom. Za vraćanje korišćenog aparata, koristite povratne sisteme sakupljanja ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili aparat. Oni mogu ekološki bezbedno reciklirati ovaja proizvod.

Tehnička specifikacija

Model	: Medisana HP 605 električni jastuk
Napajanje	: 220-240 V~, 50Hz
Potrošnja struje	: približno 100W
Automatsko isključivanje	: nakon približno 90 minuta
Dimenzije	: približno 33 x 40 cm
Težina	: približno 480 g
Uslovi za rad	: koristiti samo u suvim prostorijama na način opisan u uputstvu
Uslovi za čuvanje	: položite ga ispravljenog, čistog i suvog
Artikal broj	: 61148
Ean broj	: 40 15588 61148 3



Zadržavamo pravo da promenimo tehničke i dizajnerske karakteristike, kao deo našeg konstantnog procesa unapređenja proizvoda.

Ovlašćeni uvoznik i distributer za Srbiju:

VANA d.o.o. Beograd, Zrmanjska 3, tel: 011/7544-533, e-mail: vanabgd@sezampro.rs, www.vana.co.rs