


Uputstvo za upotrebu

Medisana kućna vaga sa funkcijom telesne analize PSM

Delovi:

- 1 Odeljak za baterije (nalazi se sa donje strane vase)
- 2 Dugme za podešavanje jedinice merenja (nalazi se sa donje strane vase)
- 3 Display
- 4 Dugme DOWN ▼
- 5 Dugme UP ▲
- 6 Dugme SET (za podešavanje ličnih podataka)
- 7 ON / OFF dugme za uključivanje / isključivanje vase
- 8 Elektrode
- 9 Vrednost za telesnu masnoću
- 10 Vrednost za telesnu težinu
- 11 Vrednost za količinu vode u organizmu
- 12 Prethodno namešteno P3 (npr. korisnički profil 3, muško)
- 13 Vrednost za mišićnu masu
- 14 Preporučen dnevni unos kalorija
- 15 Vrednost za koštanicu masu



Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, a pogotovo deo sa sigurnosnim uputstvima i čuvajte uputstvo za upotrebu. Ukoliko nekome poklonite ovaj proizvod, obavezno mu dajte i uputstvo.

Simboli



Ovo uputstvo za upotrebu je za kućnu vagu PSM. Ovo uputstvo sadrži važne informacije o korišćenju. Pažljivo pročitajte uputstvo, da ne bi došlo do povrede ili štete na uređaju.



UPOZORENJE Ovaj simbol upozorava na mogućnost povrede korisnika ukoliko se ne pridržavate uputstva.



OPREZ Ovaj simbol upozorava na mogućnost nastanka štete na uređaju.



OBAVEŠTENJE Ovaj simbol označava dodatne korisne informacije vezane za upotrebu.



LOT Broj lota Oznaka proizvođača



Sigurnosna uputstva

- Vagu koristite samo u za to predviđene svrhe koje su opisane u uputstvu za upotrebu.
- Garancija će biti nevažeća ako je vaga korišćena u svrhe za koje nije namenjena.
- Vaga je namenjena za kućnu upotrebu. Nije namenjena za korišćenje u komercijalne svrhe u bolnicama ili medicinskim ustanovama.
- Bilo koji oblik terapije ili dijete za osobe sa premalom ili prevelikom težinom zahteva stručno savetovanje profesionalca (doktor, nutricionista). Vrednosti dobijene merenjem na vagi mogu se koristiti kao koristan dodatak.
- Vaga nije namenjena za trudnice.
- Vaga nije namenjena za osobe sa pacemakerom ili drugim medicinskim implantima. Informacija o količini telesnih masnoća može biti netačna kod ljudi koji boluju od dijabetesa ili poseduju druga psihofizička ograničenja. Isto se odnosi i na sportiste u vrhunskoj formi.
- Vaga nije dizajnirana za korišćenje kod osoba sa ograničenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima (uključujući i decu), kao i osobe koje nemaju dovoljno iskustva i / ili znanja, osim ako su pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost, ili ako su obučene za korišćenje uređaja.
- Deca moraju uvek biti pod nadzorom da se ne bi igrala sa vagom.
- Nemojte koristiti vagu ako radi nepravilno, ukoliko je došlo do pada, ako je upala u vodu ili je oštećena.



Nemojte koristiti vagu u uslovima ekstremno visoke temperature i vlažnosti vazduha.

Zaštite vagu od vlage. Držite vagu dalje od vode.



Opasnost od prevrtanja!

Ne postavljajte vagu na neravnu površinu. Vodite računa da kada stajete na vagu ne stanete na uglove / ivice vase.

Za vreme merenja nikada nemojte stajati na uglovima / ivicama vase.



Opasnost od klizanja!

Nemojte stajati na vagu vlažnim ili mokrim stopalima. Skinite čarape pre nego što stanete na vagu.

Postavite vagu na čvrstu i ravnu površinu. Ako postavite vagu na mekanu i neravnu površinu dobijeni rezultati mogu biti netačni.

Uvek se merite u na istoj vagi, na istom mestu i na istoj površini.

Merite se bez odeće, čarapa i cipela, pre obroka i uvek u isto vreme.

Maksimalna težina za koju je namenjena vaga je 180 kg / 396 lbs / 28 st 4 lbs. Nemojte preopterećivati vagu jer to može dovesti do nepopravljivih oštećenja.



Rukujte vagom pažljivo. Vaga ne sme biti izložena udarcima ili vibracijama. Nemojte ništa bacati ili ispuštiti na vagu.

Nemojte pokušavati da rasklopite vagu, u suprotnom će garancija biti poništena. Vaga ne sadrži delove kojima je potrebno održavanje ili zamenu od strane korisnika osim baterija.

Ne pokušavajte sami da popravite vagu u slučaju kvara jer će to dovesti do poništavanja garancije. U slučaju bilo kakvog kvara obratite se uvozniku.

Mernu površinu i elektrode brišite vlažnom krpom posle svake upotrebe. Nemojte koristiti sredstva za uklanjanje masnoća ili uranjati vagu u vodu.

Nemojte vagu čuvati u uspravnom položaju jer to može dovesti do curenja baterija.

Ako vagu ne koristite duži vremenski period, izvadite baterije.

Hvala na poverenju!

Kupovinom kućne vase sa funkcijom telesne analize PSM dobili ste proizvod vrhunskog kvaliteta firme MEDISANA. Ova vaga je namenjena za merenje telesne težine, za izračunavanje proporcije masnoće, vode, kao i sadržaja mišićne mase. Da biste postigli željene rezultate Vašom MEDISANA PSM vagon duži vremenski period, savetujemo Vam da pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu i održavanje.

Proverite da li se u pakovanju nalazi: kućna vaga PSM, 3 AAA baterije R03P od 1,5V i uputstvo za upotrebu.

Pakovanje se može ponovo koristiti i može biti reciklirano. Molimo Vas da pakovanje koje ne koristite odložite pravilno. Kontaktirajte prodavca ukoliko uočite neka oštećenja prilikom otvaranja uređaja.

Važno: Ne dozvolite deci da se igraju sa zaštitnom folijom jer može doći do gušenja!

Karakteristike

- Tanak dizajn, visoka je samo 26 mm
- Visoko kvalitetno sigurnosno staklo
- Visoko kvalitetna tehnologija senzora
- Unos godina starosti od 6 do 100
- Unos visine od 80 do 220 cm
- Mogućnost biranja opcije za atlete
- Max merenje do 180 kg / 396 lbs / 28 st 4 lbs
- Podeoci po 100 g / 0,2 lb / ¼ lb
- Mogućnost izbora jedinice merenja KG / LB / ST
- Analiza telesne masnoće od 3 do 50% sa podeocima od 0,1%
- Merenje sadržaja vode od 20 do 75% sa podeocima od 0,1%
- Merenje mišićne mase od 20 do 75% sa podeocima od 0,1%
- Merenje koštane mase od 0,5 do 8 kg sa podeocima od 0,1 kg
- Dnevni unos Kcal
- Mogućnost memorisanja unapred korisničkih profila za 10 osoba
- Direktno merenje telesne težine
- Providan, osvetljen LC displej
- Laka za upotrebu
- Automatsko isključivanje
- Upozorenje za preopterećenje
- Upozorenje za praznu bateriju
- U pakovanju su uključene 3 AAA RO3P baterije od 1,5V

Zašto je važno znati količinu telesne masnoće?

Ljudsko telo je sastavljeno, između ostalog, i od vode, masti i mišićne mase. Previsok ili prenizak procenat masnoće može dovesti do rizika po zdravlje. Kućna vaga sa funkcijom telesne analize pruža korisnu podršku u motivisanju osoba da dosegnu i zadrže najbolju moguću težinu praćenjem procenta telesne masnoće.

Kako radi vaga sa funkcijom telesne analize?

Vaga obavlja merenja koristeći BIA (Bio-električnu Analizu Induktivnog otpora). Kada bosim nogama stanete na metalne pločice, izuzetno slab električni talas se sprovodi u Vaše telo. Vaga meri razliku između ovih električnih signala. Dobijeni rezultati se kombinuju sa ličnim podacima kao što su starost, pol, visina i težina u cilju izračunavanja količine telesne masnoće.

VAŽNO: Prekomerno konzumiranje pića, hrane, treniranje, medicinska terapija, menstrualni ciklus itd. utiču na rezultate merenja.

Merenje količine masnoće, vode i mišićne mase neće dati tačne rezultate kod žena tokom trudnoće.

Preduslovi za dobijanje tačnih rezultata

Da bi se postigli tačni rezultati merenja određeni uslovi moraju biti ispunjeni:

- Uvek se merite bosi.
- Stopala moraju ostvariti dobar kontakt sa elektrodama na postolju.
- Stanite uspravno.
- Obavite merenje približno 15 minuta nakon ustajanja, ili nakon kupanja ili tuširanja, sa osušenim stopalima.
- Ako je moguće, merite se uvek u isto doba dana.
- Nemojte se meriti nakon napornog fizičkog vežbanja. Sačekajte najmanje 1 sat pre nego što se izmerite.
- Ne sme biti nečistoća na donjoj strani Vaših stopala. Može doći do greške u rezultatima ako su stopala ekstremno suva ili postoje zadebljanja.

Količina telesne masnoće, vode ili mišićne mase se može pouzdano pratiti koristeći rezultate merenja, ako se merenje redovno obavlja u istim uslovima. Merenja koja su obavljena pod različitim uslovima mogu dati različite rezultate.

Napomena: Informacije iz tabele mogu služiti samo u orientacione svrhe. Ukoliko imate pitanja u vezi Vaše proporcije telesne masnoće obratite se Vašem doktoru.

Proporcije količine telesne masnoće u organizmu u procentima

Raspon telesne masnoće u %

| Žene | Godine starosti | Niska | Normalna | Visoka | Vrlo visoka |
|------|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | 6 – 15 | 3,0 – 16,0 | 16,1 – 21,0 | 21,1 – 29,6 | 29,7 – 50,0 |
| | 16 – 30 | 3,0 – 16,4 | 16,5 – 22,0 | 22,1 – 30,4 | 30,5 – 50,0 |
| | 31 – 60 | 3,0 – 17,0 | 17,1 – 22,4 | 22,5 – 31,4 | 31,5 – 50,0 |
| | ≥ 60 | 3,0 – 17,6 | 17,7 – 23,0 | 23,1 – 32,0 | 32,1 – 50,0 |

| Muškarci | Godine starosti | Niska | Normalna | Visoka | Vrlo visoka |
|----------|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | 6 – 15 | 3,0 – 13,0 | 13,1 – 17,4 | 17,5 – 25,6 | 25,7 – 50,0 |
| | 16 – 30 | 3,0 – 13,6 | 13,7 – 18,0 | 18,1 – 26,4 | 26,5 – 50,0 |
| | 31 – 60 | 3,0 – 14,0 | 14,1 – 18,6 | 18,7 – 27,0 | 27,1 – 50,0 |
| | ≥ 60 | 3,0 – 14,4 | 14,5 – 19,0 | 19,1 – 28,0 | 28,1 – 50,0 |

Napomena: Vrednosti date u tabeli važe i za žene i muškarce atlete.

Analiza vrednosti telesne masnoće

Da biste analizirali vašu proporciju telesne masnoće uporedite Vaše rezultate sa vrednostima iz tabele.

Proporcije količine vode u organizmu u procentima

Raspon količine vode u telu u %

| Žene | Godine starosti | Nisko | Normalno | Visoko |
|----------|-----------------|-------|----------|--------|
| | 10 – 15 | < 57 | 57 – 67 | > 67 |
| | 16 – 30 | < 47 | 47 – 57 | > 57 |
| | 31 – 60 | < 42 | 42 – 52 | > 52 |
| | 61 – 80 | < 37 | 37 – 47 | > 47 |
| Muškarci | Godine starosti | Nisko | Normalno | Visoko |
| | 10 – 15 | < 58 | 58 – 72 | > 72 |
| | 16 – 30 | < 53 | 53 – 67 | > 67 |
| | 31 – 60 | < 47 | 47 – 61 | > 61 |
| | 61 – 80 | < 42 | 42 – 56 | > 56 |

Napomena: Vrednosti date u tabeli važe i za žene i muškarce atlete.

Analiza vrednosti količine vode u organizmu

Da biste analizirali proporciju količine vode u organizmu, uporedite Vaše rezultate sa vrednostima iz tabele.

Prosečna mišićna masa

Prosečna proporcija mišićne mase za žene starosti između 15 i 100 godina je najviše 44% (za žene sportiste ne više od 46%) a za muškarce 46% (za muškarce sportiste ne više od 48%). Uporedite Vaše rezultate sa standardnim vrednostima da biste analizirali Vašu mišićnu masu.

Proporcija telesne koštane mase izražena u kilogramima

| Žene | Težina | < 45 | 45 – 60 | > 60 |
|-----------------------|--------|---------|---------|---------|
| Prosečna koštana masa | | max 3,0 | 4,2 | max 6,5 |
| Muškarci | Težina | < 60 | 60 – 75 | > 75 |
| Prosečna koštana masa | | max 4,5 | 6,0 | max 7,5 |

Napomena: Vrednosti date u tabeli važe i za žene i muškarce atlete.

Dnevna potreba za kalorijama izračunata prema telesnoj težini:

| Žene | Godine starosti | Telesna težina (kg) | Dnevna potreba izražena u kalorijama (Kcal) |
|--------------------|-----------------|---------------------|---|
| | 6 – 17 | 50 | 1265 |
| | 18 – 29 | 55 | 1298 |
| | 30 – 49 | 60 | 1302 |
| | 50 – 69 | 60 | 1242 |
| Muškarci | Godine starosti | Telesna težina (kg) | Dnevna potreba izražena u kalorijama (Kcal) |
| | 6 – 17 | 60 | 1620 |
| | 18 – 29 | 65 | 1560 |
| | 30 – 49 | 70 | 1561 |
| | 50 – 69 | 70 | 1505 |
| Žene sportisti | Godine starosti | Telesna težina (kg) | Dnevna potreba izražena u kalorijama (Kcal) |
| | 6 – 17 | 50 | 1445 |
| | 18 – 29 | 55 | 1498 |
| | 30 – 49 | 60 | 1490 |
| | 50 – 69 | 60 | 1332 |
| Muškarci sportisti | Godine starosti | Telesna težina (kg) | Dnevna potreba izražena u kalorijama (Kcal) |
| | 6 – 17 | 60 | 2030 |
| | 18 – 29 | 65 | 1810 |
| | 30 – 49 | 70 | 1761 |
| | 50 – 69 | 70 | 1605 |

Postavljanje / zamena baterija

Pre nego što uključite Vašu digitalnu vagu postavite 3 baterije od 1,5 V koje ste dobili u pakovanju (tip AAA, R03P). Da biste to uradili otvorite odeljak za baterije **1** koji se nalazi sa donje strane vase i postavite baterije. Vodite računa o polaritetu baterije (kao što je označeno u odeljku za baterije). Stavite poklopac i pritisnite ga dok ne čujete da je ušao u ležište. Baterije zamenite ako se na displeju **3** pokaže znak „**Lo**“ ili ako se na displeju ne pokaže ništa kada uključite vagu.

Sigurnosne napomene vezane za baterije

Nemojte rastavljati baterije. Ako je neophodno očistite baterije i kontakte u uređaju pre nego što postavite baterije. Prazne baterije odmah izvadite iz vase. U slučaju da baterije iscure, vodite računa da kiselina ne dođe u kontakt sa kožom, očima ili membranom sluzokože nosa ili očiju. Ako kiselina ipak dospe u kontakt sa ovim delovima tela detaljno isperite sa puno tekuće vode i obratite se lekaru. Ako progutate bateriju, odmah se obratite lekaru. Prilikom zamene baterija uvek zamenite sve baterije istovremeno. Uvek koristite baterije iste vrste i nikad ne koristite jednu korišćenu i jednu novu bateriju. Vodite računa o polaritetu prilikom postavljanja baterija. Vodite računa da poklopac za baterije bude dobro zatvoren. Ukoliko ne planirate da koristite vagu duže vreme izvadite baterije. Čuvati van domaćinstva dece. Ne puniti baterije jer mogu da eksplodiraju. Ne praviti kratki spoj jer može doći do eksplozije. Ne bacati u vatru jer može doći do eksplozije. Nove baterije čuvajte u njihovom originalnom pakovanju i dalje od metalnih objekata, da ne bi došlo do kratkog spoja. Ne bacati istrošene baterije zajedno sa smećem iz domaćinstva. Bacite ih na posebno predviđena mesta ili ih predajte ovlašćenom prodavcu.

Merenje samo telesne težine „Step – on“ funkcija

- Postavite vagu na čvrstu i ravnu površinu. Ako želite da se izmerite, ali ste prethodno pomerali vagu, morate prvo pripremiti vagu. Da biste to uradili treba da stopalom pritisnete sredinu merne površine vase. Na displeju će se prikazati „**0,0 kg**“. Kada se vaga isključi, spremna je za Step- on funkciju.

Ova procedura nije neophodna ako niste pomerali vagu.

- Stanite na vagu i ne pomjerajte se. Vaga će se automatski uključiti i na displeju **3** će biti kratko napisano „**0,0 kg**“.

- Težina će biti izmerena, dva puta će zatreperiti i zatim će biti prikazana konačna vrednost na displeju.

- Sđite sa vase. Na displeju će biti prikazano „**0,0 kg**“. Vaga će se automatski isključiti za oko 8 sekundi ako ništa ne pritisnete.

Promena jedinice merenja

Pritisnите dugme ON / OFF **7** da biste uključili vagu. Na displeju će biti prikazano „**0,0 kg**“. Okrenite vagu naopako i sa donje strane ćete videti crveno dugme **2** koje treba da pritisnete da biste izabrali željenu jedinicu merenja (**kg – st – lb**).

Programiranje ličnih podataka

Vaga može memorisati lične podatke za 10 osoba (pol, godine starosti i visina). Vaga ima unapred unete podatke: **kg, žensko, 25 godina, 165 cm.**

- Pritisnite dugme ON / OFF **7** da biste uključili vagu. Panel za podešavanje pola će treperiti na displeju.
- Nakon toga sledi podešavanje visine i godina starosti „**— — —**“ i „**0,0 kg**“ trepere na displeju jedno za drugim.
- Pritisnite dugme **▲ 5** i / ili dugme **▼ 4** da biste podešli podatke za korisnika (0 – 9)
- Pritisnite dugme SET **6** da biste sačuvali unete podatke. Na displeju će početi da treperi simbol za izbor pola.
 = muški pol;  = ženski pol;  = muškarci sportisti;  = žene sportisti
- Izaberite pol pritiskom na dugme **▲ 5** i / ili dugme **▼ 4** da biste izabrali odgovarajući simbol. Ako ste sportista u kondiciji koji ima između 15 i 50 godina starosti možete izabrati modalitet za atlete.
 = muškarci sportisti;  = žene sportisti.

* **Napomena:** Obzirom da muškarci i žene sportisti obično imaju veoma nizak procenat masnoće u telu, preporučuje se izbor moda za atlete. Izbor ovog moda omogućava da dobijeni rezultati ne prikazuju telo atlete kao neuhranjeno zbog niskog procenta masnoće u telu.

- Pritisnite dugme SET **6** da biste snimili izabrane opcije. Prethodno podešen podatak o visini počinje da treperi na displeju.

- Pritisnite dugme **▲ 5** i / ili dugme **▼ 4** da biste podešli Vašu visinu.
- Pritisnite dugme SET **6** da biste snimili izabrane opcije. Prethodno podešen podatak o godinama starosti počinje da treperi na displeju.

- Pritisnite dugme **▲ 5** i / ili dugme **▼ 4** da biste podešli Vaše godine starosti.

- Pritisnite dugme SET **6** da biste snimili izabrane opcije.

- Podešavanje je sada završeno. Na displeju će se pojavitи „**0,0 kg**“.

Pre nego što isključite vagu možete pritisnuti dugme **▲ 5** i / ili dugme **▼ 4** da biste podešli podatke za ostale korisnike. Ponovite isti postupak od koraka **4.** do **10.** Ako za vreme programiranja ne pritisnete ni jedno dugme duže od 10 sekundi vaga će se automatski isključiti.

Merenje težine, telesne masnoće, sadržaja vode i mišićne mase

- Pritisnite dugme ON / OFF **7** da biste uključili vagu. Prethodno podešeni podaci će treperiti na displeju.

- Pritisnite dugme **▲ 5** i / ili dugme **▼ 4** da biste izabrali Vaše podatke (0 – 9).

- Vaši podaci će biti prikazani na displeju.

- Kada se na displeju pojavi „**0,0 kg**“, stanite bosi na vagu i ne pomerajte se. Noge postavite na elektrode **8**. Prvo će na displeju biti prikazana Vaša težina. Istovremeno na displeju će biti prikazan simbol „“, koji će se kretati što znači da je merenje Vaše telesne masnoće, sadržaja vode i mišićne mase u toku.

- Kada simbol „“, na displeju **3** stane, merenje je završeno. Na displeju će biti prikazane izmerene vrednosti telesne masnoće, vode, telesne težine, a zatim i mišićne mase, koštane mase i dnevna potreba za kalorijama. Niz izmerenih vrednosti će biti dva puta prikazan na displeju. Nakon toga vaga će se automatski isključiti. Siđite sa vase.

* **Napomena:** Pouzdano merenje je moguće samo ako se pridržavate svih preduslova za dobijanje tačnih rezultata kao što je to opisano u ovom uputstvu za upotrebu. Imajte u vidu da mišićna masa sadrži i određenu količinu vode, koja je uključena u rezultat. Iz ovoga proizlazi da se dobijene vrednosti za količinu vode i mišićnu masu ne mogu sabirati.

Moguće greške

„**OL**“ Vaga je preopterećena „**LO**“ Baterije su prazne (zamenite ih novim) „**ERR**“ Greška tokom merenja „**— — —**“ Podaci nisu snimljeni

Čišćenje i održavanja

- Izvadite baterije pre čišćenja.
- Nemojte koristiti jak deterdžent ili čvrste četke za čišćenje.
- Vagu i elektrode čistite mekanom vlažnom krpom. Nikada ne korisite abrazivna sredstva ili alkohol.
- Vodite računa da voda ne uđe u uređaj. Nemojte uranljati vagu u vodu. Nakon čišćenja možete ponovo korisiti vagu tek kada je potpuno suva.
- Nemojte izlagati vagu direktnom sunčevom svetlu i zaštitite je od vlage i prašine.
- Nemojte vagu čuvati u uspravnom položaju jer to može dovesti do curenja baterija.
- Ukoliko vagu ne koristite duže vreme, izvadite baterije. U suprotnom može doći do curenja baterije.

Deponovanje Ovaj proizvod ne može se baciti sa smećem iz domaćinstva. Svi korisnici moraju električne ili elektronske uređaje, bez obzira da li sadrže ili ne toksične supstance, bacati na za to predviđenim mestima.



Molimo da izvadite baterije pre nego što bacite vagu. Baterije nemojte bacati sa smećem iz domaćinstva već na za to predviđenim mestima. Kontaktirajte komunalnu službu ili ovlašćenog dileru radi dobijanja informacija o odlaganju.

Specifikacija

| | |
|--------------------------|--|
| MODEL | MEDISANA PSM kućna digitalna vaga sa funkcijom telesne analize |
| NAPAJANJE | 4,5 V = 3 X 1,5 V baterije tipa AAA R03P |
| DISPLEJ | Digitalni displej |
| MEMORIJA | Memorija za 10 osoba |
| RASPON MERENJA | do 180 kg / 396 lbs / 28 st 4lbs |
| MOGUĆNOST GREŠKE | max. +/- 1% |
| ANALIZA TELESNE MASNOĆE | 3 – 50 % u podeocima od po 0,1% |
| KOLIČINA VODE | 20 – 75 % u podeocima od po 0,1% |
| MIŠIĆNA MASA | 20 – 75 % u podeocima od po 0,1% |
| KOŠTANA MASA | 0,5 – 8 kg u podeocima od po 0,1kg |
| PODEOCI ZA TEŽINU | 100 gr / 0,2lb / 1/4 lb |
| AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE | Za približno 8 sekundi |
| DIMENZIJE (D x Š x V) | Približno 32 x 32 x 2,6 cm |
| TEŽINA | Približno 2,45 kg |
| USLOVI KORIŠĆENJA | Temperatura od 0 – 40°C / 32 – 104°F, relativna vlažnost 85% |
| ARTIKAL BROJ | 40446 |
| EAN BROJ | 40 15588 40446 7 |

 Zadržavamo pravo da promenimo tehničke i dizajnerske karakteristike, kao deo našeg konstantnog procesa unapređenja proizvoda.

Ovlašćeni uvoznik i distributer za Srbiju:

VANA d.o.o. Beograd, Stevana Brakusa 6, tel: 011/7544-533, e-mail: vanabgd@sezampro.rs, www.vana.co.rs